

CMF: COMPENDIUM DES ANALYSES

Codes	Dénomination	Urgence	Technique	Délai de réalisation	Type d'échantillon	Quantité minimum d'échantillon	Stabilité	Remarque
TYPS	Immunophénotypage sur sang périphérique	NON	Cytométrie en flux	3 jours	Sang EDTA Sang Hépariné	1 mL	72h à température ambiante ou frigo	
ТҮМО	Immunophénotypage sur moelle osseuse	NON	Cytométrie en flux	3 jours	Sang EDTA Sang Hépariné	1 mL	72h à température ambiante ou frigo	<u>Délai de réalisation :</u> réalisé tous les jours du lundi au vendredi (à l'exception des jours fériés).
TYPLBA	Immunophénotypage dans un liquide broncho- alvéolaire	NON	Cytométrie en flux	3 jours	Pot Tube sec	2mL	24h au frigo	Stabilité: Passé ce délai, les résultats pourraient être remis sous réserve.
TYPL	Immunophénotypage dans un liquide (LCR, liquide d'épanchement,)	NON	Cytométrie en flux	3 jours	Pot Tube Sec	2mL	24h au frigo	